

Comment utiliser l'auto-injecteur EpiPen® (épinéphrine)



- Retirez l'auto-injecteur EpiPen® de son tube de rangement.
- Tenez-le fermement, le bout orange pointant vers le bas.
- Enlever le bouchon de sécurité bleu.



- Avec un mouvement de balancement, poussez fermement le bout orange dans le milieu du côté extérieur de la cuisse jusqu'à ce que vous entendiez le « clic ».
- Le retenir sur la cuisse pendant plusieurs secondes.



Protection intégrée contre l'aiguille

- Le couvre-aiguille orange s'étend automatiquement pour couvrir l'aiguille d'injection quand l'auto-injecteur EpiPen® est retiré.